


❶ Sử dụng các thiết bị thí nghiệm:

👉 Khi làm việc với các thiết bị thí nghiệm Vật lí cần quan sát kĩ các kí hiệu và thông số trên thiết bị để sử dụng một cách an toàn và đúng mục đích, yêu cầu kĩ thuật.

Một số kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm

Kí hiệu	Mô tả	Kí hiệu	Mô tả
DC hoặc dấu -	Dòng điện một chiều	“+” hoặc màu đỏ	Cực dương
AC hoặc dấu ~	Dòng điện xoay chiều	“-” hoặc màu xanh	Cực âm
Input (I)	Đầu vào		Dụng cụ đặt đứng
Output	Đầu ra		Tránh sáng nắng Mặt Trời
	Bình khí nén áp suất cao		Dụng cụ dễ vỡ
	Cảnh báo tia laser		Không được phép bỏ vào thùng rác
	Nhiệt độ cao		Lưu ý cẩn thận
	Từ trường		Chất độc sức khỏe
	Nơi nguy hiểm về điện		Nơi có chất phóng xạ
	Chất dễ cháy		Cần đeo mặt nạ phòng độc
	Cảnh báo vật sắc nhọn		Cấm lửa

II MẤT AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

👉 Việc thực hiện sai thao tác khi thực hành thí nghiệm có thể dẫn đến nguy hiểm cho người dùng, ví dụ: cắm phích điện vào ổ, rút phích điện, dây điện bị hở, chiếu tia laser, dùng nước trên đèn cồn....

❶ Nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng:



Cắm phích điện vào ổ tay chạm vào phần kim loại dẫn điện ở phích điện nên sẽ bị giật



Rút phích điện cầm vào phần dây điện, cách xa phích điện nên có thể làm dây điện bị đứt



Chiếu tia laser mắt nhìn trực tiếp vào tia laser gây nguy hiểm cho mắt



Cần tránh các nguy cơ từ dụng cụ cắt gọt.




Tuân thủ khoảng cách an toàn khi làm việc với nguồn điện cao áp



Chất dễ cháy không đặt gần thiết bị điện.

② Nguy cơ cháy nổ trong phòng thực hành:



Để các kẹp điện gần nhau có thể gây ra chập điện.



Để chất dễ cháy gần thí nghiệm mạch điện rất dễ làm các tia điện bén vào gây cháy nổ.



Không đeo găng tay cao su khi làm thí nghiệm với nhiệt độ cao có nguy cơ bị bỏng.

③ Một số lưu ý để phòng tránh cháy nổ trong phòng thực hành:



Không dùng nước dập lửa điện dùng cát khô hoặc bình chữa cháy CO₂



Không sử dụng CO₂ để dập tắt đám cháy quần áo trên người....



Dập cháy bằng nguyên liệu cách điện như: cành cây khô, đất, cát khô

III QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

- ✎ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thiết bị và quan sát các chỉ dẫn, các kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm.
- ✎ Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.
- ✎ Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.

- ✎ Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cầm hoặc tháo thiết bị điện.
- ✎ Chỉ cắm dây cắm của thiết bị điện vào ổ khi hiệu điện thế của nguồn điện tương ứng với hiệu điện thế của dụng cụ.
- ✎ Phải bố trí dây điện gọn gàng, không bị vướng khi qua lại.
- ✎ Không tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao khi không có dụng cụ hỗ trợ.
- ✎ Không để nước cũng như các dung dịch dẫn điện, dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện.
- ✎ Giữ khoảng cách an toàn khi tiến hành thí nghiệm nung nóng các vật, thí nghiệm có các vật bắn ra, tia laser.
- ✎ Phải vệ sinh, sắp xếp gọn gàng các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, bỏ chất thải thí nghiệm vào đúng nơi quy định sau khi tiến hành thí nghiệm.